



## MiniCool 迷你金属浴

小巧便捷 控温精准  
连续变温 安全可靠

MiniCool 迷你金属浴采用 PID 模糊控制技术，小巧灵活，可选择多种规格耗材的适配器，控温精确，可应用于样本的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等过程。

### 产品特点

#### 兼容性好

多种规格的适配器可选，可兼容不同耗材；  
控温范围广，支持室温以下15°C到100°C范围控温；  
支持连续变温以及连续变温循环运行，满足更多实验应用。

#### 小巧便捷

体积小，移动便捷。

#### 控温精准

智能算法，保证温度准确性及均一性 $\leq\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 。

#### 安全可靠

配备适配器提手，支持高温状态下更换适配器；  
多重安全保护，保证仪器安全稳定的自主长期运行；  
支持断电保护功能。

### 应用范围

可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等过程。



### 配置参数

|        |                               |             |  |
|--------|-------------------------------|-------------|--|
| 货号     | GT21301                       | 型号          | MiniCool                                     |
| 名称     | 迷你金属浴                         | 英文名称        | Mini Metal Incubator                         |
| 电源     | DC12 V                        | 输入功率        | 60 W   |
| 温度设置范围 | 0°C~100°C                     | 控温范围        | 室温以下 15°C~100°C                              |
| 定时范围   | 1 sec~99 h 59 min/ $\infty$   | 温控准确性       | $\leq\pm 0.3^{\circ}\text{C}$                |
| 温控精度   | 0.1°C                         | 温度均一性       | $\leq\pm 0.3^{\circ}\text{C}$                |
| 升温时间   | $\leq 20$ min (25°C 至 100°C)  | 降温时间 1      | $\leq 20$ min (100°C 至 25°C)                 |
| 降温时间 2 | $\leq 25$ min (室温降至室温以下 15°C) | 运行结束 4°C 保存 | 支持   |
| 连续变温   | 支持 (最大 5 点)                   | 连续变温循环运行    | 支持 (最大循环数 99 次)                              |
| 自动预热   | 支持                            | 开机自动运行      | 支持   |
| 断电保护   | 支持                            | 外形尺寸        | 11.3(W) $\times$ 14.5(D) $\times$ 14.0(H) cm |
| 净重     | 1.0 kg                        |             |  |



## 订购信息

| 货号      | 名称                   | 描述                                  | 规格    |
|---------|----------------------|-------------------------------------|-------|
| GT21301 | Mini Metal Incubator | MiniCool 迷你金属浴, 标配适配器 (15 x 1.5 mL) | 1/set |
| GTA2032 | 适配器 (15 x 2.0 mL)    | 选配。样本容量: 15 x 2.0 mL (离心管)          | 1/pk  |
| GTA2033 | 适配器 (15 x 1.5 mL)    | 标配, 可选购。样本容量: 15 x 1.5 mL (离心管)     | 1/pk  |
| GTA2034 | 适配器 (24 x 0.5 mL)    | 选配。样本容量: 24 x 0.5 mL (离心管)          | 1/pk  |
| GTA2035 | 适配器 (32 x 0.2 mL)    | 选配。样本容量: 32 x 0.2 mL (离心管)          | 1/pk  |

 400-928-3698

莫纳生物科技有限公司  
Monad Biotech Co., Ltd.

E-mail: support@monadbiotech.com  
www.monadbiotech.com



进入莫纳 GO 小程序  
产品下单、咨询



关注莫纳生物公众号  
福利多多



添加好友  
产品答疑 试用 咨询